





# あなたの血管年齢を調べてみませんか？

検査は簡単. 5分程で終わります. 血圧を測るのと同じ感覚です. 両手, 両足首の4ヶ所の血圧を同時に測定するだけです.

(注: 疾患によっては検査出来ない場合があります)

●血管年齢 (baPWV=血管のしなやかさ)  
心臓から押し出された血液により生じた拍動が, 血管を通じて手や足に届くまでの速度を測ることで「血管年齢」が分かります. 血管のしなやかさが失われると, baPWV (血管年齢) が高くなります.



## ●ABI (血管の詰まり具合)

足首と上腕の血圧の比を測定することで「血管の詰まり具合」がわかります. 足の血管が詰まっていると血流が悪くなり, ABIは低下します